



DANESH KIAN DAGHIGH

شرکت دانش کیان دقیق

معرفی، خدمات و دستاوردها

www.dkdlab.com

۲	اطلاعات شرکت
۳	بیانیه ماموریت
۳	چشم انداز و ارزش ها
۴	تاریخچه، رشد و توسعه
۵	محصولات ما
۶	خدمات ما
۷	مشتریان ما
۸	فروش و سهم بازار
۹	ساختار سازمانی
۱۰	اعضای هیئت مدیره
۱۱	استانداردها، مجوزها و گواهینامه ها
۱۲	مسئولیت اجتماعی

اطلاعات شرکت

- نام شرکت: شرکت مهندسی دانش کیان دقیق
- نوع شرکت: مسئولیت محدود
- تاریخ تأسیس: شهریور ۱۳۹۴
- تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۱۵۱۳۲۵
- فکس: ۰۲۱-۶۶۱۵۱۳۲۵
- وبسایت: www.dkdlab.com
- آدرس ایمیل: info@dkdlab.com
- شبکه‌های اجتماعی:
 - <https://www.instagram.com/dkdlaboratory>
- آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان کارون، بین دامپزشکی و طوس، بن بست خجسته اقبال، پلاک ۳



بیانیه مأموریت

شرکت دانش کیان دقیق با هدف پاسخگویی به نیاز فنی بازار کالیبراسیون و نرم افزار های جامع و کاربردی با اعتقاد به اهمیت آموزش و انتقال دانش تخصصی و با تکیه بر دید وسیع موسسان آن در سال ۱۳۹۴ با مدیریت آقایان آرش صادقی و پیمان صیادی تأسیس گردید.

این مجموعه پاسخی است به نیاز سازمانها و مجموعه های بزرگ (ماشینی شده) در حوزه کالیبراسیون و نرم افزار تخصصی بر اساس آگاهی از نیاز مشتری و ارائه راهکار متناسب با آن

دانش کیان دقیق با در اختیار داشتن گروهی از متخصصین با سابقه کشور با تکیه بر استراتژی تمرکز در ارائه راهکار و خدمات پیشرو و تخصصی توانسته است حضور پررنگی در بزرگترین سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه کالیبراسیون (ساخت دستگاه و نرم افزار تخصصی) داشته باشد و همچنین به سطح بسیار مطلوبی از اعتبار و شهرت در این زمینه دست پیدا کند.

بزرگترین سرمایه و دارایی دانش کیان دقیق وجود منابع انسانی متخصص و کارآمد می باشد که مجموعه ای ارزشمند از دانش مهارت تجربه استعداد قدرت و انگیزه به جهت دستیابی به چشم اندازها و اهداف والای آن را ایجاد کرده است.

چشم انداز و ارزشها

- امانت داری : رعایت اصول امانت داری سازمان ها
- ارزش مشترک : هم راستایی با سیاست ها و استراتژی های مشتریان بجهت ایجاد و حفظ ارزش مشترک
- خلاقیت و کیفیت : ارائه بروزترین با کیفیت ترین و خلاقانه ترین خدمات و محصولات
- بهبود مستمر : بهبود مستمر فرآیندهای داخلی و خدمات و محصولات ارائه شده به مشتریان
- دانش محوری : ارتقای سطح دانش سرمایه های انسانی

تاریخچه، رشد و توسعه

پیدایش

شروع فعالیت ساخت و تعمیر
تجهیزات آزمایشگاهی

شهریور
1394

گسترش

اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت از
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
استاندارد iso/iec 17025

مهر
1397

برندسازی

معرفی خود با کیفیت بالا در
مقایسه با رقبای خارجی به عنوان
تنها سازنده تجهیزات کالیبراسیون
در پارامترهای دما، فشار و گشتاور
در ایران

بهمن
1397

افزایش دامنه

افزایش اسکوپ کاری و خرید تجهیزات
کالیبراسیون به روز

آبان
1400

محصولات ما



حمام کالیبراسیون مدل DK 250
حمام کالیبراسیون مدل DK-250 با گستره دمایی ۲۵۰ تا ۲۵۰ درجه و پایداری ۰/۲ درجه و ریزنگری ۰/۱ درجه .
این حمام روغن به همراه یک دستگاه مرجع در آزمایشگاه دما مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین از حمام روغن می توان به عنوان دستگاهی پرتابل و سبک جهت کار در محل مشتری مورد استفاده قرار گیرد.



کوره کالیبراسیون خشک مدل DK1200
کوره کالیبراسیون خشک مدل DK1200، با گستره دمایی ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه و پایداری ۰/۵ درجه و ریزنگری ۱ درجه به همراه یک دستگاه مرجع در آزمایشگاه دما مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین می توان به عنوان دستگاه مرجع و پرتابل و سبک جهت کار در محل مشتری مورد استفاده قرار گیرد.



حمام کالیبراسیون منفی DK-40
۴۰-DK یک حمام کالیبراسیون منفی با گستره کاری منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۵۰ درجه سانتی گراد، پایداری ۰/۱ درجه و تفکیک پذیری ۰/۱ درجه و سیرکولاتور بجهت همگنی، این قابلیت را داراست که بعنوان دستگاه مرجع مورد استفاده قرار گیرد .



کوره کالیبراسیون خشک مدل DK600
کوره کالیبراسیون خشک مدل dk600 جزء تجهیزات آزمایشگاهی با گستره کاری ۲۵ درجه تا ۶۰۰ درجه ۰/۲ درجه و ریزنگری ۱ درجه است، از dk600 بعنوان یک دستگاه مرجع کالیبراسیون در آزمایشگاه دما و دستگاهی پرتابل و سبک برای کار در سایت های مشتری می توان استفاده کرد.



کامپراتور فشار هیدرولیکی مدل DK-700
کامپراتور فشار هیدرولیکی مدل DK-700 طراحی و ساخت شرکت دانش کیان دقیق ، گستره قابل استفاده از این دستگاه تا ۷۰۰ بار هیدرولیکی می باشد. کامپراتور فشار برای بالا بردن فشار جهت تست و کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری فشار (ترانسمیتر و ترانسیدوسر فشار- انواع شیر اطمینان- انواع کیج های فشار) می باشد.



کالیبراتور ترمومتر لیزری (بلک بادی)
کالیبراتور ترمومتر لیزری ابزاری است برای اندازه گیری انواع دماسنج های غیر تماسی مانند: ترموپژن و ترمومترهای لیزری از ۲۵ تا ۵۰۰ درجه با ریزنگری ۰/۱ درجه

خدمات ما



ساخت تجهیزات



کالیبراسیون



آموزش

- ✓ دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون
- ✓ دوره برآورد عدم قطعیت در اندازه گیری
- ✓ دوره آشنایی با تجهیزات و روش های کالیبراسیون
- ✓ دوره تعمیرات تجهیزات اندازه گیری
- ✓ آموزش ساخت و طراحی تجهیزات اندازه گیری




تعمیرات

مشتریان ما


نام شرکت	لوگو
هلدينگ رايژکو	
ساپکو	
نفت پاسارگاد	
ايران خودرو	
آب معدنی دماوند	
پالایش نفت آفتاب	
فولاد کاوه جنوب کیش	
بانک توسعه تعاون	
ریل پرداز سیستم	
کیسون	
لبنیات رامک	
هواپیمایی ماهان	
برق مازندران	
دانشگاه صنعتی شریف	

فروش و سهم بازار


نمودار فروش ۴ سال گذشته




سهم بازار



درآمد حاصل از فروش



ساختار سازمانی



اعضای هیئت مدیره

آرش صادقی

مدیر عامل

Sadeghi.arash75@yahoo.com



آرش صادقی با اتکا به تجربه و دانش فنی خود و همچنین دارا بودن سابقه طولانی و درخشان در آزمایشگاه های بزرگ کالیبراسیون ، وزنه سنگینی برای دانش کیان دقیق می باشد.

پیمان صیادی

رئیس هیئت مدیره

Peymansayadi8@gmail.com



پیمان صیادی جوان ، پر انرژی ، تحصیل کرده و سخت کوش در حوزه کالیبراسیون از مدیران ارشد آزمایشگاه دانش کیان دقیق می باشد.

استانداردها، مجوزها و گواهینامه ها

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

شماره تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل اعطای گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI) herewith confirms that:

Danesh Kian Daghigh Co.
Address: No.3, Khojaste Eghbal, Between Dampzeshki & Toos St, Karoon St, Azadi St, Tehran, I.R.IRAN
Postal Code: 1544855351
Tel: +98(21) 66151325
Fax: +98(21) 66151325
Web Site: WWW.DKDLAB.COM

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

Has fulfilled the ISO-17025.
And is competent to carry out Test Calibration services according to accreditation scope are listed in 17 page/s of annex.

تأیید صلاحیت آزمایشگاه ایران بدین وسیله تأیید می نماید که:

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

Has fulfilled the ISO-17025.
And is competent to carry out Test Calibration services according to accreditation scope are listed in 17 page/s of annex.

تأیید صلاحیت آزمایشگاه ایران بدین وسیله تأیید می نماید که:

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

Dr.S.M/Hashemi
NACI PRESIDENT

دکتر سید محمود هاشمی
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

Page 1 of 18

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه
Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI) herewith confirms that:

Danesh Kian Daghigh Eng. Laboratory
Address: No.3, Khojaste eghbal, Between dampzeshki & Toos St, karoon St, Azadi St, TEHRAN, I.R.IRAN
Tel: 021-66151325
Fax: 021-66151325
Web Site: WWW.DKDLAB.COM

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

Has fulfilled the ISIRI-ISO/IEC 17025.
And is competent to carry out Test Calibration services according to accreditation scope are listed in 14 page/s of annex.

تأیید صلاحیت آزمایشگاه ایران بدین وسیله تأیید می نماید که:

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

NACI Registration No.: NACI/Lab/1182
Initial Accreditation Date and Place: 2018.10.13-Tehran
Renewal Date:
Expiry Date: 2021.10.12

Validity of Accreditation Certificate depends on continuity of compliance with the relevant requirements and obtaining the approval based on the annual surveillance assessment.

تأیید صلاحیت آزمایشگاه ایران بدین وسیله تأیید می نماید که:

شماره گواهینامه تأیید صلاحیت: NACI/Lab/1182
تاریخ و محل صدور گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲ تهران
تاریخ منقضی شدن گواهینامه: ۱۳۹۸-۱۰-۱۲
تاریخ اعتبار گواهینامه: ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

P. N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

دکتر سید محمود هاشمی
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT
Khakifirooz

دکتر سید محمود هاشمی
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

Page 1 of 15

گواهینامه تأیید صلاحیت آبان ۱۴۰۱ الی آبان ۱۴۰۴

گواهینامه تأیید صلاحیت مهر ۱۳۹۷ الی مهر ۱۴۰۰

مسئولیت اجتماعی

اشتغال زایی برای قشر جوان جامعه و همچنین ارائه بهینه ترین و مقرون به صرفه ترین راهکارها در راستای پیشرفت جامعه

